

Le Hair Bleaching permet un blanchiment et une épilation transitoires du duvet et des poils fins sans effet thermique, limitant ainsi les risques de stimulation et de repousse paradoxale. Les poils situés sur les zones hormonodépendantes peuvent donc être traités. Les poils blanchissent puis tombent sous 2 à 3 semaines avant de repousser plusieurs semaines après la séance.

Phototypes	I à VI
Nombre de séances	À la demande <i>Durée : 2 à 4 mois</i>
Intervalle minimal entre 2 séances	2 mois
Contre-indications	Cf. contre-indications laser
Consignes pré-traitement	- Ne pas teindre, décolorer, épiler ou raser la zone à traiter (les poils doivent être longs) - Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels 2 semaines avant la séance - Éviter d'appliquer tout produit cosmétique sur la zone à traiter le jour de la séance (crème, maquillage, etc.)
Consignes post-traitement	- Ne pas s'exposer au soleil ni aux UV artificiels jusqu'à disparition de l'érythème - Appliquer une crème solaire SPF 50+ jusqu'à disparition de l'érythème - Appliquer une crème réparatrice jusqu'à disparition de l'érythème - Éviter d'appliquer tout produit cosmétique sur la zone traitée durant 1 semaine
Effets indésirables	- Légers pétéchies - Érythème - Oedème - Sensation de coup de soleil - Démangeaisons

DÉROULEMENT

- Nettoyer la zone avec des compresses imbibées d'eau micellaire puis sécher
- Porter les lunettes de protection adaptée à la longueur d'onde utilisée
- **Mettre les coques (visage à traiter) ou les lunettes de protection au patient**

LUNETTES DE PROTECTION



PIÈCE À MAIN : PAM Zoom Collimatée



	Longueur d'ondes (nm)	Spot (mm)	Fluence (J/cm2)	Fréquence (Hz)	Nombre de passages
Protocole standard	1064 QS	6	2,5 - 3,5	5 - 10	2 - 4
Protocole peaux sensibles	1064 Q4	6	4,5	10	2 - 4

- Effectuer un premier passage sur la zone dans le sens du poil → **les poils blanchissent**
- Rebrousser les poils avec une compresse puis effectuer un nouveau passage sur les zones où les poils n'ont pas blanchi.